

## BiguSept fluid PLUS **Flächendesinfektion in 60 Sekunden**

Zur hygienischen Aufbereitung von Medizinprodukten (II a) wie z.B. von OP-Tischen, Behandlungstühlen, Untersuchungsliegen, Hand-Winkelstücken, Prothesen, Abformmaterialien u.v.m.

Zur Desinfektion von kleinen Flächen in allgemeinen Bereichen, wie z.B. Industrie, Handel, öffentlichen Einrichtungen, Verwaltungen, Küchen, Gastro etc. - auch für empfindliche Gegenstände wie Acrylglas, Tablets, Kunstleder usw. geeignet!

### Wirkung

bakterizid, fungizid,  
begrenzt viruzid PLUS



### Vorteile auf einen Blick

- gebrauchsfertig, aldehydfrei, nur 25g Alkohol
- hochwirksam bei nur 60 Sek. Einwirkzeit
- VAH Zertifikat 5 Min.
- CE MP IIa
- auch für empfindliche Materialien geeignet

### Einwirkzeiten

#### Industrie, Lebensmittel, öffentliche Einrichtungen etc.

EN 1276, EN 13697, EN 1650 (hohe Belastung)

Candida albicans, Bakterien

1 Minute

### Einwirkzeiten

#### Medizinische Bereiche

EN 13727, EN 16615, VAH (hohe Belastung) Bakterien

1 Minute

EN 13624, EN 16615, VAH (hohe Belastung) Candida albicans

1 Minute

TB (Tuberkulose), M. terrae, Mycobakterien nach EN 14348

1 Minute

EN 14476, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV (hohe Belastung)

1 Minute

EN 14476, begrenzt viruzid PLUS inkl. NORO, ADENO, ROTA Virus

1 Minute

Polyoma SV 40 gemäß RKI/DVV mit Belastung

1 Minute

### Zusammensetzung

100 g enthalten:

20,0 g Propanol, 5,0 g 2-Propanol

BauA Nr. N-80523

Biozide sicher verwenden.

Sicherheitshinweise lesen.

### Lieferformen und Preise

202350 500 ml Kolbenflasche

6,45 €

202352 5 Liter Kanister

41,00 €

202351 1000 ml Kolbenflasche

9,20 €

Preise zzgl. ges. MwSt.