

Dental Röntgenschürze Standard *Dental X-Ray Apron Standard*

Bleigleichwert: 0,35 mm Pb oder 0,50 mm Pb

Material: Synthetikgummi Aussenhülle: PU-beschichteter und imprägnierter Nylontaft

Verschlussarten: Polyamid-Klettverschluss mit Neoprenbeschichtung

Lead Equivalent: 0,35 mm Pb or 0,50 mm Pb

Material: Metallic-lead, Tissue taffeta with polyurethane coating and silicone or fluorocarbon Impregnation

Closures: fastening systems polyamid composition coated with Neopren



Der ideale Röntgenschutz für den Patienten während einer Röntgen-Aufnahme im Sitzen und im Liegen. Leicht an- und abzulegen und mit geringer Gewichtsbelastung für den Patienten.

The ideal protection for the patient during the x-ray examination in seated or standing position. Easy to take on and off and low weight for the patient.

Auch mit Halskrause lieferbar
Also available with Thyroid Collar



medical index GmbH Mayerhof 5, 74906 Bad Rappenau / Germany

Tel. +49 (0) 7264/807540 Fax:+49 (0) 7264/807541

[email: info@medical-index.de](mailto:info@medical-index.de), www.medical-index.de