

**Dental Röntgenschürze Panorama**  
*Dental X-Ray Apron Panorama*

**Für Kinder und Erwachsene / For children and adults**

Bleigleichwert: 0,35 mm Pb oder 0,50 mm Pb

Material: Synthetikgummi Aussenhülle: PU-beschichteter und imprägnierter Nylontaft

Verschlussarten: Polyamid-Klettverschluss mit Neoprenbeschichtung

*Lead Equivalent: 0,35 mm Pb or 0,50 mm Pb*

*Material: Metallic-lead, Tissue taffeta with polyurethane coating and silicone or fluorocarbon Impregnation*

*Closures: fastening systems polyamid composition coated with Neopren*



Der ideale Röntgenschutz für den Patienten während einer Panorama-Aufnahme im Sitzen und im Stehen. Leicht an- und abzulegen und mit geringer Gewichtsbelastung für den Patienten.

*The ideal protection for the patient during the panoramic examination in seated or standing position. Easy to take on and off and low weight for the patient.*